各 位

八戸市医師会 臨床検査センター

ALP・LD の測定方法変更について


平素、当検査センターをご利用いただきありがとうございます。


日本臨床化学会では、ALP と LD の常用基準法を国際臨床化学連合(IFCC)の基準測定操作法と同一の測定法(IFCC 法)に変更することになり、2020 年 4 月 1 日より準備の整った施設から変更を開始し、1 年間での達成を目指すことになりました。


当検査センターでは、2020 年 4 月 1 日から ALP と LD の測定方法を現行法の JSCC 法から IFCC 法に変更することに致しました。

(1) ALP

現行法のJSCC 法は小腸型ALPの反応性が高い試薬処方が採用されています。血液型がB、O型で Se(Fut2)が分泌型の人(B、O型の約8割)では病気と無関係に血中に小腸型 ALPが出現することから、JSCC 法はその影響で臨床的意義が認められない高値が出現する場合があります。また、胎盤型 ALP は小腸型とは逆に IFCC 法に比べ JSCC 法では反応性が低いという特徴があります。日本の ALP 測定値は、国際的な治療指針を利用する場合や治験データとしての利用に支障をきたしているのが現状です。







(日本臨床化学会より)

IFCC 法では現行 JSCC 法の 1/3 程度の数値になります。

	新測定法(IFCC 法)	現行測定法(JSCC 法)
基準範囲	<u>38∼113U/L</u>	$115{\sim}359\mathrm{U/L}$


※しばらくの間は IFCC 法測定値から換算した JSCC 法換算値を併記して報告いたします。ただし、小腸型 ALP や胎盤型 ALP が増加する症例では換算値は実測値から解離しますので、ご留意ください。

ALP(ISCC)換算值 = ALP(IFCC)実測値×2.84

※項目コード: ALP(IFCC) 00021、ALP(JSCC) 00019

(2) LD

現行法の JSCC 法はアイソザイムの LD5 が相対的に高く測定されます。これに対して、海外では IFCC の基準測定操作法の測定条件で LD1 と LD5 がほぼ同等に測定される方法 (IFCC 法) を用いています。そのため JSCC 法で測定している現在は、LD5 の割合が高い症例で IFCC 法より高値傾向を示します。また、国際的な治験では ALP 同様に国内の測定値が受け入れられないため海外へ検体を送って測定している状況もあります。 JSCC 法と IFCC 法の測定値の差が軽微であり、健常者の測定値は許容誤差範囲内の変化であることから基準範囲の変更はありません。



(日本臨床化学会より)

※項目コード: LD 00020 (項目コードの変更はありません)