

令和7年11月4日

各 位

八戸市医師会臨床検査センター

お 知 ら せ

平素、当検査センターをご利用いただきありがとうございます。

外注先（SRL）より採取容器仕様変更についての連絡がありましたのでお知らせいたします。



主な変更点は、採取容器に貼付されているラベルが無くなり、採血管は内容物と採血量の表記のみとなります。


変更容器の一覧は裏面のご確認をお願いいたします。

*** S R L**

容器変更予定日 2025年10月下旬より順次変更いたします

容器の変更（SRL ラベルの廃止） 一覧

	PC2 (旧 K) 3.2% クエン酸ナトリウム入り (真空採血量 1.8mL)	PC5 (旧 L) 3.2% クエン酸ナトリウム入り (真空採血量 4.5mL)	PF2 (旧 E) フッ化 Na 入り (真空採血量 2mL)	PH5 (旧 G) ヘパリン入り (真空採血量 5mL)	PH9 (旧 I) ヘパリン入り (真空採血量 10mL)
旧					
					
新	 1.8 mL CA	 4.5 mL CA	 2 mL FH	 5 mL H	 10 mL H

	PK2 (旧 g) EDTA-2K 入り (真空採血量 2mL)	PN2 (旧 C) EDTA-2Na 入り (真空採血量 2mL)	PN5 (旧 C) EDTA-2Na 入り (真空採血量 5mL)	PN7 (旧 A) EDTA-2Na 入り (真空採血量 7mL)	PNK (旧 R) 保存液入り (真空採血量 5mL)
旧					
					
新	 2 mL DK	 2 mL NA	 5 mL NA	 7 mL NA	

	ASS(旧 i),U00(旧 Y) 遮光ポリスピツ 尿用容器	U40 (旧 Y4) 尿中一般、 尿沈渣用スピツ	F00(旧 U) 糞便容器	XC0 (旧 L2) 結石専用容器	Z10 (旧 t) [オブジェクトケース] プレパレート (スライドグラス)
旧					
					
新				 お願い 1. 検体は乾燥させてから入れてください。 2. 蓋はしっかり閉めてください。	