


### APTT 測定試薬と基準値の変更について

平素、当検査センターをご利用いただきありがとうございます。

現行の APTT 試薬の販売終了に伴い令和6年4月1日より、新試薬への変更と基準値の変更をいたします。

	新	現
項目名称 (コード)	APTT (214)	APTT (214)
測定試薬名	レボヘム APTT SLA (Sysmex 社)	トロンボチェック APTT-SLA (Sysmex 社)
基準値	24.0~34.0(sec)	25.0~38.0(sec)

### 相関



### 新試薬の特徴

- ・ 併行精度が高く、製造ロット間差が非常に小さい試薬です
- ・ ヘパリンに対して良好な感受性で、高濃度域では感受性が高くなります
- ・ ループスアンチコアグラント (LA) に高感度であり、また低濃度の凝固因子低下を検出しやすくなっています
- ・ 現試薬と反応性が異なる薬剤がありますが、DOACs に対する感受性は現試薬と同等です
- ・ 現試薬より抗生物質による影響が低減される可能性があります